




DNA ラダーマーカー

NEW!

- そのまま使える！
- バンドがシャープ！
- パターンがわかり易い！

600 μ l x 1 ¥5,000 (税別)

600 μ l x 2 ¥9,000 (税別)
(6X Loading Buffer 付)

100bp DNA Ladder	100bp Plus DNA Ladder	1Kb DNA Ladder II
型番:M107-1	型番:M111-1	型番:M108-1
 <p>Size 1500bp 1000bp 900bp 800bp 700bp 600bp 500bp 400bp 300bp 200bp 100bp</p>	 <p>3000 bp 2000 bp 1500 bp 1000 bp 900 bp 800 bp 700 bp 600 bp 500 bp 400 bp 300 bp 200 bp 100 bp</p>	 <p>10kb 8 kb 6 kb 5 kb 4 kb 3 kb 2 kb 1.5kb 1 kb 0.75kb 0.5kb</p>
<p>レンジ: 100-1,500 bp 濃度: 500 ng / 6 μl バンド数: 11 包装: 600 μl リファレンスポイント: 500、1,500 bp BPB、Xylene cyanol 入</p>	<p>レンジ: 100-3,000 bp 濃度: 500 ng / 6 μl バンド数: 13 包装: 600 μl リファレンスポイント: 500、1,500 bp BPB、Xylene cyanol 入</p>	<p>レンジ: 500-10,000 bp 濃度: 500 ng / 6 μl バンド数: 11 包装: 600 μl リファレンスポイント: 3,000bp BPB、Xylene cyanol 入</p>

- ★推奨アプライ量は6 μ l/well、1本に100回分入っています。
- ★室温(25 $^{\circ}$ C)で6ヶ月、4 $^{\circ}$ Cで12ヶ月、-20 $^{\circ}$ Cで24ヶ月保存可能です。

株式会社 **リライオン**

東京都港区高輪2-15-24 三愛ビル竹館101

TEL: 03-3280-0990 FAX: 03-3280-0991