

100bp DNA Ladder	100bp Plus DNA Ladder	1Kb DNA Ladder II	M8000 (Fastlane)	1kb ladder plus										
<p>1,500bp 1,000bp 900bp 800bp 700bp 600bp <b>500bp</b> 400bp 300bp 200bp 100bp</p>	<p>3000bp 2000bp 1500bp 1000bp 900bp 800bp 700bp 600bp <b>500bp</b> 400bp 300bp 200bp 100bp</p>	<p>10Kb 8Kb 6Kb 5Kb 4Kb <b>3Kb</b> 2Kb 1.5Kb 1Kb 0.75Kb 0.5Kb</p>	<p>Size 8 kb 5kb 3 kb 1.5 kb 1000 bp 750 bp 500 bp 250 bp 100 bp</p> <p>For fast separation</p>	<p>bp ng/5μl 10000 40 8000 40 6000 40 5000 40 4000 40 <b>3000 100</b> 2000 40 1500 40 1000 40 700 40 <b>500 100</b> 400 40 300 40 200 40 100 40</p>	<p>レンジ: 100-1,500 bp 濃度: 500 ng / 6μl バンド数: 11 包装: 600 μl リファレンスポイント: 500 bp、1,500 bp</p>	<p>レンジ: 100-3,000 bp 濃度: 500 ng / 6μl バンド数: 13 包装: 600 μl リファレンスポイント: 500 bp、1,500 bp</p>	<p>レンジ: 500-10,000 bp 濃度: 500 ng / 6μl バンド数: 11 包装: 600 μl リファレンスポイント: 3,000bp</p>	<p>レンジ: 100-8,000 bp 濃度: 500 ng / 5μl バンド数: 9 包装: 100 loadings リファレンスポイント: 750bp、3,000bp</p>	<p>レンジ: 100-10,000 bp 濃度: 144 ng/μl バンド数: 15 包装: 50 μg リファレンスポイント: 500 bp、3,000 bp</p>	<p>M107: 1000μl x 1本 6X DNA Loading Buffer付 ¥8,250(税込)</p>	<p>M111-1: 600μl x 1本 ¥5,500(税込)</p> <p>M111-2: 600μl x 2本 6X DNA Loading Buffer付 ¥9,900(税込)</p>	<p>M108-1: 600μl x 1本 ¥5,500(税込)</p> <p>M108-2: 600μl x 2本 6X DNA Loading Buffer付 ¥9,900(税込)</p>	<p>M8000-1: 100回分 x 1本 ¥5,500(税込)</p> <p>M8000-2: 100回分 x 2本 6X DNA Loading Buffer付 ¥9,900(税込)</p>	<p>M1191: 50μg x 1本 ¥6,600(税込)</p> <p>M1191-2: 50μg x 2本 6X DNA Loading Buffer付 ¥12,100(税込)</p>
<p>レンジ: 100-1,500 bp 濃度: 500 ng / 6μl バンド数: 11 包装: 600 μl リファレンスポイント: 500 bp、1,500 bp</p>	<p>レンジ: 100-3,000 bp 濃度: 500 ng / 6μl バンド数: 13 包装: 600 μl リファレンスポイント: 500 bp、1,500 bp</p>	<p>レンジ: 500-10,000 bp 濃度: 500 ng / 6μl バンド数: 11 包装: 600 μl リファレンスポイント: 3,000bp</p>	<p>レンジ: 100-8,000 bp 濃度: 500 ng / 5μl バンド数: 9 包装: 100 loadings リファレンスポイント: 750bp、3,000bp</p>	<p>レンジ: 100-10,000 bp 濃度: 144 ng/μl バンド数: 15 包装: 50 μg リファレンスポイント: 500 bp、3,000 bp</p>	<p>M107: 1000μl x 1本 6X DNA Loading Buffer付 ¥8,250(税込)</p>	<p>M111-1: 600μl x 1本 ¥5,500(税込)</p> <p>M111-2: 600μl x 2本 6X DNA Loading Buffer付 ¥9,900(税込)</p>	<p>M108-1: 600μl x 1本 ¥5,500(税込)</p> <p>M108-2: 600μl x 2本 6X DNA Loading Buffer付 ¥9,900(税込)</p>	<p>M8000-1: 100回分 x 1本 ¥5,500(税込)</p> <p>M8000-2: 100回分 x 2本 6X DNA Loading Buffer付 ¥9,900(税込)</p>	<p>M1191: 50μg x 1本 ¥6,600(税込)</p> <p>M1191-2: 50μg x 2本 6X DNA Loading Buffer付 ¥12,100(税込)</p>					
<p>M107: 1000μl x 1本 6X DNA Loading Buffer付 ¥8,250(税込)</p>	<p>M111-1: 600μl x 1本 ¥5,500(税込)</p> <p>M111-2: 600μl x 2本 6X DNA Loading Buffer付 ¥9,900(税込)</p>	<p>M108-1: 600μl x 1本 ¥5,500(税込)</p> <p>M108-2: 600μl x 2本 6X DNA Loading Buffer付 ¥9,900(税込)</p>	<p>M8000-1: 100回分 x 1本 ¥5,500(税込)</p> <p>M8000-2: 100回分 x 2本 6X DNA Loading Buffer付 ¥9,900(税込)</p>	<p>M1191: 50μg x 1本 ¥6,600(税込)</p> <p>M1191-2: 50μg x 2本 6X DNA Loading Buffer付 ¥12,100(税込)</p>										

※BPB、Xylene cyanol入りのLoading dyeと混合済みです。そのまま使用できます。

※室温(25°C)で6ヶ月、4°Cで12ヶ月、-20°Cで24ヶ月保存可能です。