






100bp DNA Ladder	100bp Plus DNA Ladder	1Kb DNA Ladder	M8000 (Fastlane)	1kb ladder plus
 <p>1,500bp 1,000bp 900bp 800bp 700bp 600bp 500bp 400bp 300bp 200bp 100bp</p>	 <p>3000bp 2000bp 1500bp 1000bp 900bp 800bp 700bp 600bp 500bp 400bp 300bp 200bp 100bp</p>	 <p>10Kb 8Kb 6Kb 5Kb 4Kb 3Kb 2Kb 1.5Kb 1Kb 0.75Kb 0.5Kb</p>	 <p>Size 8 kb 5kb 3 kb 1.5 kb 1000 bp 750 bp 500 bp 250 bp 100 bp</p> <p>For fast separation</p>	 <p>bp ng/5μl 10000 40 8000 40 6000 40 5000 40 4000 40 3000 100 2000 40 1500 40 1000 40 700 40 500 100 400 40 300 40 200 40 100 40</p>
<p>レンジ: 100-1,500 bp 濃度: 500 ng / 6μl バンド数: 11 包装: 600 μl リファレンスポイント: 500 bp、1,500 bp</p>	<p>レンジ: 100-3,000 bp 濃度: 500 ng / 6μl バンド数: 13 包装: 600 μl リファレンスポイント: 500 bp、1,500 bp</p>	<p>レンジ: 500-10,000 bp 濃度: 500 ng / 6μl バンド数: 11 包装: 600 μl リファレンスポイント: 3,000bp</p>	<p>レンジ: 100-8,000 bp 濃度: 500 ng / 5μl バンド数: 9 包装: 100 loadings リファレンスポイント: 750bp、3,000bp</p>	<p>レンジ: 100-10,000 bp 濃度: 144 ng/μl バンド数: 15 包装: 50 μg リファレンスポイント: 500 bp、3,000 bp</p>
<p>M107: 1000μl x 1本 6X DNA Loading Buffer付 ¥9,900(税込)</p>	<p>M111: 1000μl x 1本 6X DNA Loading Buffer付 ¥9,900(税込)</p>	<p>M108: 1000μl x 1本 6X DNA Loading Buffer付 ¥9,900(税込)</p>	<p>M8000-1: 100回分 x 1本 ¥5,500(税込)</p> <p>M8000-2: 100回分 x 2本 6X DNA Loading Buffer付 ¥9,900(税込)</p>	<p>M1191: 50μg x 1本 ¥6,600(税込)</p> <p>M1191-2: 50μg x 2本 6X DNA Loading Buffer付 ¥12,100(税込)</p>

※BPB、Xylene cyanol入りのLoading dyeと混合済みです。そのまま使用できます。

※室温(25°C)で6ヶ月、4°Cで12ヶ月、-20°Cで24ヶ月保存可能です。